



Extrait du Urgences-Online

<http://www.urgences-serveur.fr/score-asia,903.html>

Score ASIA

- Protocoles - Techniques - Scores et formules - Neurologie -



Date de mise en ligne : jeudi 18 novembre 2004

Urgences-Online

Score ASIA

Examen neurologique du traumatisé médullaire

American Spinal Injury Association (ASIA)

Évaluation motrice		ASIA		Identité du patient	
C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date de l'examen		
C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _		
C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Niveau neurologique* { Sensitif droite <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/>		
C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	{ Moteur droite <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/>		
C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Segment le plus caudal ayant une fonction normale		
C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lésion médullaire** : Complète ou Incomplète		
C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	** Caractère incomplet défini par une motricité ou une sensibilité du territoire S4-S5		
T1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Échelle d'anomalie ASIA : A B C D E		
T2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A - complète : aucune motricité ou sensibilité dans le territoire S4-S5		
T3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B - incomplète : la sensibilité mais pas la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel, en particulier dans le territoire S4-S5		
T4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C - incomplète : la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel et plus de la moitié des muscles testés au-dessous de ce niveau a un score < 3		
T5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D - incomplète : la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel et au moins la moitié des muscles testés au-dessous du niveau a un score ≥ 3		
T6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E - normale : la sensibilité et la motricité sont normales		
T7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Préservation partielle*** { Sensitif droite <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/>		
T8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	{ Moteur droite <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/>		
T9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*** Extension caudale des segments partiellement int. <input type="checkbox"/> lés		
T10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Syndrome clinique : Centromédullaire <input type="checkbox"/>		
T11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brown-Sequard <input type="checkbox"/>		
T12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Moelle antérieure <input type="checkbox"/>		
L1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cône terminal <input type="checkbox"/>		
L2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Score «motricité» : /100		
L3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contraction anale : oui/non		
L4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flexion de la hanche		
L5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extension du genou		
S1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dorsiflexion de cheville		
S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extension du gros orteil		
S3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flexion plantaire de cheville		
S4-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Évaluation sensitive			
Toucher		Piqûre	
D	G	D	G
C2	<input type="checkbox"/>	C2	<input type="checkbox"/>
C3	<input type="checkbox"/>	C3	<input type="checkbox"/>
C4	<input type="checkbox"/>	C4	<input type="checkbox"/>
C5	<input type="checkbox"/>	C5	<input type="checkbox"/>
C6	<input type="checkbox"/>	C6	<input type="checkbox"/>
C7	<input type="checkbox"/>	C7	<input type="checkbox"/>
C8	<input type="checkbox"/>	C8	<input type="checkbox"/>
T1	<input type="checkbox"/>	T1	<input type="checkbox"/>
T2	<input type="checkbox"/>	T2	<input type="checkbox"/>
T3	<input type="checkbox"/>	T3	<input type="checkbox"/>
T4	<input type="checkbox"/>	T4	<input type="checkbox"/>
T5	<input type="checkbox"/>	T5	<input type="checkbox"/>
T6	<input type="checkbox"/>	T6	<input type="checkbox"/>
T7	<input type="checkbox"/>	T7	<input type="checkbox"/>
T8	<input type="checkbox"/>	T8	<input type="checkbox"/>
T9	<input type="checkbox"/>	T9	<input type="checkbox"/>
T10	<input type="checkbox"/>	T10	<input type="checkbox"/>
T11	<input type="checkbox"/>	T11	<input type="checkbox"/>
T12	<input type="checkbox"/>	T12	<input type="checkbox"/>
L1	<input type="checkbox"/>	L1	<input type="checkbox"/>
L2	<input type="checkbox"/>	L2	<input type="checkbox"/>
L3	<input type="checkbox"/>	L3	<input type="checkbox"/>
L4	<input type="checkbox"/>	L4	<input type="checkbox"/>
L5	<input type="checkbox"/>	L5	<input type="checkbox"/>
S1	<input type="checkbox"/>	S1	<input type="checkbox"/>
S2	<input type="checkbox"/>	S2	<input type="checkbox"/>
S3	<input type="checkbox"/>	S3	<input type="checkbox"/>
S4-5	<input type="checkbox"/>	S4-5	<input type="checkbox"/>

Score «toucher» : /112
 Score «piqûre» : /112
 Sensibilité anale : oui/non

0 = absente
 1 = diminuée
 2 = normale
 NT, non testable

[>](IMG/pdf/score_asia.pdf "PDF - 47.1 ko")

ASIA 2004