



CENTRE DE TRI (CTri) : ouvert de 7H à 20H

Cette fiche s'applique à **TOUS les EXAMENS biologiques** provenant d'un patient suspect d'une infection à virus respiratoire émergent.

NE PAS UTILISER LE PNEUMATIQUE

Dans le service	<ul style="list-style-type: none"> Les prélèvements sont conditionnés individuellement dans leurs sachets correspondants utilisés dans le GH (1 prélèvement par sachet) Sur la feuille de demande : mentionner de façon VISIBLE SUR LE SACHET au marqueur indélébile « CONTAGIEUX » Identifier les prélèvements destinés au CNR et remplir la feuille de demande spécifique (transmise par ARS) Prévenir le CTri : postes 13 181 ou 13182
Transfert des prélèvements au CTri	<ul style="list-style-type: none"> Quelque soit le prélèvement, ne pas utiliser le pneumatique Informé le coursier Le coursier ne revêt pas de tenue de protection Le coursier transporte les prélèvements dans la sacoche habituellement utilisée Le coursier informe le CTri lorsqu'il dépose les prélèvements
CTri	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas déconditionner les prélèvements (ne pas ouvrir les sachets) Le CTri prévient les laboratoires destinataires des prélèvements
1- Prélèvements destinés aux laboratoires du GH	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas utiliser le pneumatique Prélèvements adressés aux laboratoires par coursier (ascenseur logistique si possible)
2- Prélèvements destinés au CNR	<ul style="list-style-type: none"> Mise sous triple emballage (emballage sécurisé pour transport) des prélèvements non déconditionnés Organisation du transport jusqu'au CNR de <u>7H à 18h30</u>
Au laboratoire	<ul style="list-style-type: none"> Déconditionnement des prélèvements dans chaque laboratoire sous PSM

En dehors des heures d'ouverture du CTri :

- prévenir directement les laboratoires du GH concernés avant le transfert des prélèvements.
- Contacté le cadre de nuit et l'administrateur de garde pour l'envoi de prélèvements au CNR après 18H30